


[< zur Übersicht: Diagnostische Methoden Kommunikation](#)

[< zur Übersicht: Diagnostische Methoden Körperfunktionen](#)

SETK-2

Zitiervorschlag: Waidmann, A. (2021). „SETK-2“. Abgerufen von URL:
https://wsd-bw.de/doku.php?id=wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:setk2,
 CC BY-SA 4.0



Quelle: <https://www.testzentrale.de>

Name	SETK-2 (Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder)
Autor:innen	Grimm, H.
Testkategorie	Sprachtest/Sprachentwicklungstest
Zielgruppe	Entwicklungsstandes und zur Abklärung von Entwicklungsstörungen im sprachlichen Bereich. Das Verfahren kann mit Hilfe einer Kurzform im Rahmen der Frühförderung auch als Screeninginstrument eingesetzt werden.
Aktuelle Auflage	2016
Normiert im Altersbereich	2;0 – 2;11 Jahre
Zielfertigkeiten (lt. Manual)	Der SETK-2 überprüft die produktiven und rezeptiven Sprachverarbeitungsfähigkeiten - Rezeption/Verstehen (Wörter/Sätze) - Produktion/Sprechen (Wörter/Sätze)
Testtheoretische Grundlagen	Sprachentwicklungsverlauf nach Grimm (1999)
Zugangsfertigkeiten	- Sehen - Hören - Sprechen
Speed-Komponente	Keine

Name	SETK-2 (Sprachentwicklungstest für zweijährige Kinder)
Gefährdungen der Testfairness	Die erreichten Reliabilitätskennwerte können insbesondere für die beiden Produktionstests als sehr zufriedenstellend bewertet werden. Die Kennwerte für die Verstehenstests liegen dagegen deutlich niedriger. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass beide Verstehenstests vergleichsweise wenige Antworten verlangen. Aktuelle Untersuchungsbefunde bestätigen die bereits in der 1. Auflage belegte Differenzierungsfähigkeit und die prognostische Validität des SETK-2.
Zulässige Adaptionen (lt. Manual)	Keine Angaben im Manual
Auswertungen	Die korrekt gelösten Aufgaben werden mit Rohwertpunkten bewertet und zusammengezählt Für jeden Untertest wird die Rohwertsumme ermittelt, der T-Wert und Prozentränge zugeordnet werden.
Normstichprobe	Es liegen aktuelle Normen (T-Werte, Prozentränge) für die zwei Halbjahresschritte 2;0-2;5 und 2;6-2;11 Jahre vor (N = 374).
Zeitaufwand	Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa 15 bis 20 Minuten.
Umfeldstrukturierung	- Die Durchführung erfolgt im Einzelsetting; es steht eine separate Durchführungsanleitung zur Verfügung - Manual, Protokollbogen \ - Störungsfreier Raum, optimale Lichtquelle; Testleiter:in sitzt der Testperson gegenüber
Testmaterial	Manual, Protokollbögen, Bildkartensätze, 1 „Wundertüte“ Produktion I mit 6 Objekten, CD
Deutschkenntnisse	Erforderlich
Kurzdarstellung der/des Kerntests	Der SETK-2 erfasst mit vier Untertests, anhand von kindgerechtem Testmaterial, die rezeptive und produktive Sprachverarbeitungsfähigkeit. - Verstehen I, Verstehen II - Produktion I, Produktion II - Subtest Produktion I: Wörter - Benennung von Objekten und Bildkarten mit Objekten
Erfahrungen mit dem Testverfahren	Nicht dokumentiert

[< zur Übersicht: Diagnostische Methoden Kommunikation](#)

[< zur Übersicht: Diagnostische Methoden Körperfunktionen](#)

Layout und Gestaltung: Christian Albrecht, Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) Baden-Württemberg

From:
<https://wsd.saf-fr.de/> -

Permanent link:
https://wsd.saf-fr.de/doku.php?id=wsd:diagnostische_methoden:kommunikation:setk2

Last update: **2024/07/01 17:00**

